


Stratos® Eco 2405 Oxy

Mode d'emploi



Informations produit actualisées :
www.knick.de



Knick >

Garantie

Tout défaut constaté dans les 3 ans à dater de la livraison sera réparé gratuitement à réception franco de l'appareil.

Capteurs, garnitures et accessoires : 1 an.

Sous réserve de modifications.

Renvoi sous garantie

Veillez pour cela contacter le service après-vente. Envoyez l'appareil après l'avoir nettoyé à l'adresse qui vous aura été indiquée. En cas de contact avec le milieu, il est impératif de décontaminer / désinfecter l'appareil avant de le renvoyer. Veuillez dans ce cas joindre une note d'explication au colis pour éviter une mise en danger éventuelle de notre personnel.

Elimination et récupération

Les règlements nationaux relatifs à l'élimination des déchets et la récupération des matériaux pour les appareils électriques et électroniques doivent être appliqués.

Knick

Elektronische Messgeräte

GmbH & Co. KG

Beuckestraße 22

14163 Berlin

Tél : +49 (0)30 - 801 91 - 0

Fax : +49 (0)30 - 801 91 - 200

Internet : <http://www.knick.de>

knick@knick.de

Consignes de sécurité.....	5
Utilisation conforme	7
Termes protégés par le droit d'auteur	7
CD-ROM.....	8
Consignes de sécurité	8
Notice d'utilisation succincte	8
Stratos Eco 2405 Oxy, vue d'ensemble	9
Montage.....	10
Fournitures	10
Schéma de montage	11
Montage sur mât, montage sur tableau de commande.....	12
Installation et câblage	14
Consignes d'installation	14
Correspondance des bornes.....	14
Exemple de câblage	17
Câblage de protection des sorties de commutation.....	18
Interface utilisateur et afficheur.....	20
Utilisation : Le clavier.....	22
Fonctions de sécurité	23
Surveillance du capteur Sensocheck, Sensoface	23
Autotest de l'appareil GainCheck	23
Autotest automatique de l'appareil.....	23
L'état Hold.....	24
Configuration	26
Structure des menus de Configuration	27
Vue d'ensemble des étapes de configuration	28
Sortie 1.....	30
Sortie 2.....	38
Correction.....	44
Mode Calibrage	46

Table des matières

Alarmes.....	48
Fonction seuil.....	50
Activation de sondes de rinçage	52
Raccordement d'un dispositif de rinçage.....	53
Paramètres.....	54
Réglages par défaut des paramètres.....	54
Paramètres - réglages personnels	56
Calibrage	58
Calibrage en fonction de l'indice de saturation (SAT), dans l'eau	60
Calibrage en fonction de la concentration (Conc), à l'air	62
Calibrage du zéro	64
Calibrage du produit	66
Compensation de la sonde de température	69
Mesure	69
Fonctions de diagnostic.....	70
Messages d'erreur (Error Codes)	72
Messages d'erreur de calibrage.....	74
Etats de fonctionnement	75
Sensoface.....	77
Annexe.....	81
Gamme de produits et accessoires.....	81
Caractéristiques techniques	82
Homologations – Canada	88
CSA Control Drawing.....	90
Index	92
Codes d'accès	96

Consignes de sécurité

A lire et à respecter impérativement !

La conception de l'appareil correspond à l'état actuel de la technique et aux règles reconnues de sécurité.

Dans certains cas, son utilisation peut cependant représenter une source de dangers pour l'utilisateur ou de dommages pour l'appareil.

Attention !

La mise en service doit être effectuée par du personnel qualifié.

L'appareil ne peut pas être mis en service ou doit être mis hors service et protégé contre toute mise en service involontaire lorsqu'une utilisation sans risque n'est pas possible.

Ceci peut être le cas dans les conditions suivantes :

- Endommagement visible de l'appareil
- Défaillance du fonctionnement électrique
- Entreposage de longue durée à des températures supérieures à 70°C
- Sollicitations importantes au cours du transport

Avant de remettre l'appareil en service, un essai individuel selon la norme EN 61010, Volume 1 est nécessaire. Celui-ci sera réalisé de préférence à l'usine par le fabricant.

Attention !

Avant la mise en service, s'assurer de l'admissibilité de la connexion avec d'autres équipements.

Utilisation conforme

Le Stratos Eco 2405 Oxy est utilisé pour mesurer l'oxygène dissous et la température dans le domaine de la biotechnologie, dans l'industrie pharmaceutique de même que dans l'industrie et le secteur de l'environnement, des produits alimentaires et des eaux usées.

Le robuste boîtier en plastique permet de le monter sur un tableau de commande, un mur ou un mât.

L'auvent offre une protection supplémentaire contre les intempéries et les dommages mécaniques.

L'appareil peut être changé facilement et est conçu pour les capteurs ampérométriques, tels que Knick SE 703 / SE 706. Il dispose de deux sorties de courant (pour la transmission de la valeur mesurée et de la température, par ex.), de deux contacts et d'une alimentation réseau universelle 24 ... 230 V CA/CC, CA : 45 ... 65 Hz.

Termes protégés par le droit d'auteur

Les termes ci-après sont des marques déposées protégées par le droit d'auteur ; pour des raisons de simplification, elles sont mentionnées sans sigle dans le mode d'emploi.

Stratos®

Sensocheck®

Sensoface®

Calimatic®

GainCheck®

Contenu de la documentation



CD-ROM

Documentation complète :


- Modes d'emploi
- Consignes de sécurité
- Notice d'utilisation succincte



Consignes de sécurité

Langues de l'UE et autres.

- FM / CSA et Control Drawings
- Déclaration de conformité européenne




Notice d'utilisation succincte

En allemand, anglais, français, russe, espagnol, portugais et chinois.

Autres langues sur CD-ROM ou Internet :
www.knick.de

- Installation et mise en service
- Utilisation
- Structure des menus
- Calibrage
- Instructions de manipulation et messages d'erreur

Stratos Eco 2405 Oxy, vue d'ensemble




Montage

Fournitures

Vérifiez si les fournitures n'ont pas subi de dommages durant le transport et si elles sont complètes. La livraison comprend :

- Unité avant
- Boîtier inférieur
- Sachet de petites pièces
- CD-ROM avec documentation
- Certificat d'essai
- Etiquette de code d'accès



- | | |
|--|---|
| 1 Shunt (2 unités) | 7 Caoutchouc de réduction (1 unité) |
| 2 Bride intermédiaire (1 unité), pour montage tube : bride intermédiaire entre le boîtier et l'écrou | 8 Passe-câbles à vis (3 unités) |
| 3 Attache-câbles (3 unités) | 9 Bouchon d'obturation (3 unités) |
| 4 Goupille de charnière (1 unité), enfichable des deux côtés | 10 Ecrou hexagonal (5 unités) |
| 5 Vis de boîtier (4 unités) | 11 Bouchon d'étanchéité (2 unités), pour l'étanchéification en cas de montage mural |
| 6 Tampon de fermeture (1 unité) | |

Fig. : Montage des composants du boîtier

Schéma de montage





Fig. : Schéma de fixation

Montage sur mât, montage sur tableau de commande



- 1 Auvent de protection ZU 0276 (si nécessaire)
- 2 Collier de serrage avec vis de serrage selon DIN 3017 (2 unités)
- 3 Plaque de montage sur mât (1 unité)
- 4 Pour montage sur mât à la verticale ou à l'horizontale
- 5 Vis autotaraudeuse (4 unités)

Fig. : Kit de montage sur mât ZU 0274





Fig. : Auvent de protection ZU 0276 pour montage mural et sur mât



- 1 Vis (4 unités)
- 2 Joint (1 unité)
- 3 Tableau de commande
- 4 Verrou (4 unités)
- 5 Douille filetée (4 unités)

Découpe du tableau de commande
138 x 138 mm (DIN 43700)

Fig. : Kit de montage sur tableau de commande ZU 0275

Installation et câblage

Consignes d'installation

Attention !

- Par ailleurs, l'installation doit être effectuée uniquement par des spécialistes qualifiés en observant les règles de sécurité en vigueur et le mode d'emploi.
- Lors de l'installation, il convient de tenir compte des caractéristiques techniques et des valeurs connectées.
- Ne pas entailler les brins des câbles en les dénudant.
- Avant de raccorder l'appareil à l'alimentation, s'assurer que la tension est comprise entre 20,5 et 253 V CA/CC.
- Lors de la mise en service, une programmation complète doit être effectuée par un spécialiste du système.

Les bornes acceptent les fils monobrins et multibrins jusqu'à 2,5 mm².

Attention !

Pour l'utilisation en atmosphères explosibles suivant CSA (CLI, DIV2, GPA,B,C,D T4, Ex nA IIC T4), il faut observer des consignes de sécurité supplémentaires (voir annexe : Homologations) !

Correspondance des bornes





Fig. : Correspondance des bornes Stratos Eco 2405 Oxy



- 1 Blindage des entrées de signaux (à dévisser pour le montage)
Remarque : L'écran du câble doit aboutir sous le blindage (si nécessaire, raccourcir les conducteurs en conséquence).
- 2 Bornes pour sonde de température
- 3 Bornes pour capteur
- 4 Raccordement d'alimentation

Fig. : Consignes d'installation, vue de l'arrière de l'appareil


Division 2 Wiring



Les raccordements de l'appareil doivent être réalisés conformément aux indications du National Electric Code (ANSI NFPA 70) Division 2 hazardous (classified) location non-incendive wiring techniques

Capteurs à raccordement par câble VP

Stratos Eco 2405 Oxy




		Capteur SE 703/SE 706
Raccord	Borne	Câble VP (par ex. ZU 0313)
cathode	1	Ne pas connecter !
	2	transparent (âme coax)
guard	3	gris
ref. el.	4	shunt 4-5
anode	5	rouge (blindage coax)
RTD	E	vert
RTD	D	blanc
shield	C	jaune/vert

Câblage de protection des sorties de commutation

Câblage de protection des contacts de commutation


Les contacts des relais sont sujets à une érosion électrique. Celle-ci réduit la durée de vie des contacts, notamment avec des charges inductives et capacitives. Pour supprimer la formation d'étincelles et d'arcs, on utilise par ex. des circuits RC, des résistances non linéaires, des résistances série et des diodes.



Applications en CA typiques avec une charge inductive

- 1 Charge
- 2 Circuit RC, par ex. RIFA PMR 209
- Circuits RC typiques avec 230 V CA :
condensateur 0,1 μ F / 630 V, résistance 100 ohms / 1 W
- 3 Contact

Mesures de protection typiques



A : Application en CC avec une charge inductive

B : Applications en CA/CC avec une charge capacitive

C : Connexion de lampes à incandescence

A1 Charge inductive

A2 Diode de roue libre, par ex. 1N4007 (observer la polarité)

A3 Contact

B1 Charge capacitive

B2 Résistance, par ex. $8\ \Omega$ / 1 W avec 24 V / 0,3 A

B3 Contact

C1 Lampe à incandescence, max. 60 W / 230 V, 30 W / 115 V


C3 Contact

Avertissement !

La charge admissible des contacts de commutation ne doit pas être dépassée non plus pendant les commutations !


Interface utilisateur et afficheur

Interface utilisateur



- | | | | |
|---|--|---|--------------|
| 1 | Afficheur | 3 | LED d'alarme |
| 2 | Champs d'état (pas de touches),
de g. à dr. : <ul style="list-style-type: none">- Mode Mesure- Mode Calibrage- Alarme- Contact de nettoyage- Mode Configuration | 4 | Clavier |

Afficheur



- | | | | |
|----|---|----|--|
| 1 | Saisie du code d'accès | 14 | Afficheur inférieur |
| 2 | non utilisée | 15 | Spécification manuelle de la température |
| 3 | Température | 16 | Etat Hold actif |
| 4 | Sortie de courant | 17 | Temps d'attente en cours |
| 5 | Seuils | 18 | Paramètres capteur |
| 6 | Alarme | 19 | Afficheur principal |
| 7 | Sensocheck | 20 | Sensoface |
| 8 | Calibrage | | |
| 9 | Intervalle/temps de réponse | | |
| 10 | Contact de nettoyage | | |
| 11 | Symboles de mesure | | |
| 12 | Suite avec enter | | |
| 13 | Segment pour l'identification de l'état de l'appareil, au dessus des champs d'état, de g. à dr. : | | |
| | - Mode Mesure | | |
| | - Mode Calibrage | | |
| | - Alarme | | |
| | - Non utilisé | | |
| | - Mode Configuration | | |

Utilisation : Le clavier

cal	Lancer, terminer le calibrage
conf	Lancer, terminer la configuration
►	<ul style="list-style-type: none">• Sélectionner la position décimale (la position sélectionnée clignote)• Navigation entre les menus
▲	<ul style="list-style-type: none">• Modifier la position• Navigation entre les menus
enter	<ul style="list-style-type: none">• Calibrage : Suite du déroulement du programme• Configuration : Valider les saisies, étape de configuration suivante• Mode Mesure : Afficher les courants de sortie

cal → enter	Cal-Info, affichage du point zéro et de la pente
conf → enter	Error-Info, affichage du dernier message d'erreur
► + ▲	Lancer l'autotest de l'appareil GainCheck

Surveillance du capteur Sensocheck, Sensoface

Sensocheck surveille en permanence le capteur et les câbles.

Sensocheck peut être désactivé (Configuration, page 48).



Sensoface fournit des informations sur l'état du capteur. La pente et le temps de réponse sont analysés au cours du calibrage. Les trois symboles Sensoface fournissent des indications de diagnostic relatifs à l'usure et à la nécessité d'entretien du capteur.

Autotest de l'appareil GainCheck

Un test de l'afficheur est effectué, la version du logiciel est affichée et la mémoire de même que la transmission des valeurs mesurées sont contrôlées.

Lancer l'autotest de l'appareil GainCheck : ▶ + ▲

Autotest automatique de l'appareil

L'autotest automatique de l'appareil vérifie la mémoire et la transmission des valeurs mesurées. Il est exécuté automatiquement à intervalles fixes en arrière-plan.

L'état Hold

Affichage à l'écran : 

L'état Hold est un état de sécurité lors de la configuration et du calibrage.

Le courant de sortie est gelé (Last) ou ramené à une valeur fixe (Fix).

Le contact de seuils et le contact d'alarme sont inactifs.

Lorsqu'on quitte le mode Calibrage ou le mode Configuration, l'appareil reste dans l'état Hold pour des raisons de sécurité. Ceci évite des réactions indésirables des périphériques raccordés en cas d'erreur de configuration ou de calibrage. La valeur mesurée et "HOLD" sont affichés en alternance. Ce n'est qu'après confirmation par **enter** et une attente de 20 s que l'appareil se met en mode Mesure.

Le mode Configuration est quitté automatiquement 20 minutes (timeout) après le dernier actionnement d'une touche. L'appareil se met en mode Mesure.

Il n'y a pas de timeout lors du calibrage.

Comportement du signal de sortie :

Last : Le courant de sortie est gelé à la dernière valeur.
Conseillé en cas de configuration courte. Le processus ne doit pas changer de manière notable durant la configuration.
Les modifications ne sont pas remarquées dans ce réglage !

Fix : Le courant de sortie est mis à une valeur sensiblement différente de la valeur du processus pour signaler au système de conduite que des travaux sont effectués sur l'appareil.

Configuration voir p. 36

Alarme


La temporisation de l'alarme est de 10 secondes.
En cas de message d'erreur, la LED d'alarme clignote.

Les messages d'erreur peuvent par ailleurs être transmis par un signal de 22 mA via le courant de sortie.

En cas d'une alarme ou d'une panne de courant, le contact d'alarme est actif, voir aussi p. 49.

Configuration

Le mode Configuration sert à définir les paramètres de l'appareil.

Activer	conf	Activer avec conf
		Saisir le code d'accès "1200" Modifier le paramètre avec ▶ et ▲ , confirmer/continuer avec enter . (Quitter avec conf puis enter .)
HOLD Pendant la configuration, l'appareil reste dans l'état Hold.		Le courant de sortie est gelé (suivant la configuration, la dernière valeur ou une valeur fixe à indiquer est présente), les contacts de seuils et d'alarme sont inactifs. Sensoface est désactivé, l'affichage d'état "Configuration" est activé.
Saisies erronées		Les paramètres de configuration sont vérifiés lors de la saisie. Lorsque des saisies incorrectes sont effectuées, "Err" apparaît pendant env. 2 s. Il est impossible de valider des paramètres incorrects. Une nouvelle saisie doit être effectuée.
Fin	conf enter	Quitter avec conf . La valeur mesurée et Hold sont affichés en alternance, "enter" clignote. Quitter l'état Hold avec enter . L'afficheur indique la valeur mesurée. Le courant de sortie reste gelé pendant encore 20 s (le symbole HOLD est activé, le "sablier" clignote).

Structure des menus de Configuration

Les étapes de configuration sont réunies en groupes de menus.

Les touches fléchées permettent d'aller au groupe de menus suivant ou de revenir au groupe précédent.

Chaque groupe de menus comprend des points de menu pour le réglage des paramètres.

Presser **enter** pour ouvrir les points de menu. Utiliser les touches fléchées pour modifier les valeurs et **enter** pour valider/garder les réglages.

Retour à la mesure : presser **conf.**


Sélect. groupe menus	Groupe de menus	Code	Afficheur	Sélect. point menu
	Sortie 1	o1.		enter
		Point de menu 1		enter
		Point de menu 2		enter
		:		enter
		Point de menu ...		enter
	Sortie 2	o2.		
	Réglages de correction	Co.		
	Mode Calibrage	CA.		
	Alarmes	AL.		
	Relais	rL.		
	Sondes de rinçage	Pb.		

Vue d'ensemble des étapes de configuration

Code	Menu	Sélection
out1	Sortie 1	
o1.SnSR	Sélection type de capteur	Standard (type A) / Capteurs à courant fort (type B)
o1.UnIT	Sélection Saturation/Concentration	% / mg/l, ppm
o1.rNG	Sélection plage de courant	0-20 mA / 4-20 mA
o1. 4mA	Saisie début du courant	xxxx
o1.20mA	Saisie fin du courant	xxxx
o1.FtME	Constante de temps du filtre de sortie	xxxx s
o1.FAIL	Signal 22 mA avec Error	ON / OFF
o1.HoLD	Caractéristique du signal avec HOLD	Last / Fix
o1.FIX	Saisie valeur FIX	xxx.x mA
out2	Sortie 2	
o2.UnIT	Sélection unité de température	°C / °F
o2.rTD	Sélection sonde de température	22NTC / 30NTC
o2.rNG	Sélection plage de courant	0-20 mA / 4-20 mA
o2. 4mA	Saisie début du courant	xxx.x
o2.20mA	Saisie fin du courant	xxx.x
o2.FtME	Constante de temps du filtre de sortie	xxxx s
o2.FAIL	Signal 22 mA en cas d'erreur de tempé- rature	ON / OFF
o2.HoLD	Caractéristique du signal avec HOLD	Last / Fix
	Saisie valeur FIX	xxx.x mA
Corr	Correction	
Co.UPOL	Saisie tension de polarisation	0675 mV / xxxx mV
Co.CAp	Saisie facteur de compensation de température de la membrane	par défaut : 01.23
Co.UnIT	Sélection unité de pression	bar / kPa / PSI
Co.PrES	Sélect. correction pression processus	x.xxx bar / 1.013 bar
Co.SAL	Saisie correction de salinité	xx.xx ppt

Code	Menu	Sélection
CAL	Mode Calibrage	
CA.MOD	Sélection Saturation/Concentration	SAt / Conc
CA.tiME	Saisie minuteur de calibrage	xxxx h
ALrt	Alarmes	
AL.SnSO	Sélection Sensocheck	ON / OFF
rLAY	Relais 1: Seuil	
L1.FCT	Sélection fonction contact	Lo / Hi
L1.tYP	Sélect. caractéristique contact	N/O / N/C
L1.LEVL	Saisie point de commutation	xxxx
L1.HYS	Saisie hystérésis	xxxx
L1.dLY	Saisie temporisation	xxxx SEC
PrbE	Sondes de rinçage	
Pb.InTV	Intervalle de rinçage	000.0 h
Pb.rins	Durée de rinçage	xxxx SEC
Pb.typ	Caractéristique contact	N/C / N/O

Sortie 1
Sélectionner le type de capteur. Paramètre






- 1 Presser la touche **conf**.
- 2 Saisir le code d'accès **1200**.
- 3 Le groupe de menus **Sortie 1** s'affiche. Le code "o1." s'affiche pour tous les points de menu de ce groupe.
- 4 Sélection des points de menu avec **enter**, modification avec les touches fléchées (voir page 31). Validation (et suite) avec **enter**.
- 5 Quitter : touche **conf**, puis **enter**.

enter →	4		enter ↩
	o1.SnSR	Sélection type de capteur *	
	o1.UnIT	Sélection paramètre	
	o1.rNG	Sélection 0-20/4-20 mA	
	o1.4mA	Saisie début du courant	
	o1.20mA	Saisie fin du courant	
	o1.FtME	Régler filtre de sortie	
	o1.FAIL	22 mA avec Error	
	o1.HoLD	Etat Hold	

5 conf enter


* Type de capteur		Tête enfichable	Courant de capteur à l'air (25 °C)	Limite d'indication
A	SE 703	VP	40 ... 110 nA	0,03 ppm
	SE 706	VP	50 ... 110 nA	0,006 ppm
B (capteurs à courant fort)			290 ... 500 nA	

Remarque : Le Stratos Eco 2405 Oxy a une résolution de 0,01 ppm.


Code	Afficheur	Action	Sélection
o1.		Sélection capteur type A / B (voir le tableau, page gauche) Changement avec la touche fléchée ► Suite avec enter	Type A (SE 703/ SE 706) Type B (capteurs à courant fort)
	 	Sélection du paramètre (valable pour tous les réglages suivants) : <ul style="list-style-type: none"> • SAT: Indice de saturation (%) • Conc : Concentration (mg/l ou ppm) Sélection avec la touche fléchée ► Suite avec enter	% mg/l ppm

Aide : Les caractères grisés clignotent et peuvent être modifiés.

Sortie 1
Plage de courant de sortie, début du courant, fin du courant






Sortie 1 :



- 1 Presser la touche **conf**.
- 2 Saisir le code d'accès **1200**.
- 3 Le groupe de menus **Sortie 1** s'affiche. Le code "o1." s'affiche pour tous les points de menu de ce groupe.
- 4 Sélection des points de menu avec **enter**, modification avec les touches fléchées (voir page 33). Validation (et suite) avec **enter**.
- 5 Quitter : touche **conf**, puis **enter**.


enter →	4	o1.SnSR	Sélection type de capteur	enter
		o1.UnIT	Sélection paramètre	
		o1.rNG	Sélection 0-20/4-20 mA	
		o1.4mA	Saisie début du courant	
		o1.20mA	Saisie fin du courant	
		o1.FtME	Régler filtre de sortie	
		o1.FAIL	22 mA avec Error	
		o1.HoLD	Etat Hold	

5 **conf** **enter**


Code	Afficheur	Action	Sélection
o1.		Régler la plage courant de sortie Sélection avec la touche ▶ , suite avec enter .	4-20 mA (0 - 20 mA)
		Début du courant Saisie de la fin inférieure de la plage de mesure Sélection avec la touche ▶ , valeur numérique avec ▲ , suite avec enter .	000.0 % (mg/l, ppm)
		Fin du courant Saisie de la fin supérieure de la plage de mesure, en fonction du paramètre sélectionné (saturation ou concentration) suite avec enter .	200.0 % (mg/l, ppm)

Correspondance des valeurs mesurées : début du courant et fin du courant


Exemple 1 : plage de mesure 0 ... 100 %



Exemple 2 : plage de mesure 50 ... 70%.
Avantage : résolution supérieure dans la
plage considérée




Sortie 1
Constante de temps du filtre de sortie



- 1 Presser la touche **conf**.
- 2 Saisir le code d'accès **1200**.
- 3 Le groupe de menus **Sortie 1** s'affiche. Le code "o1." s'affiche pour tous les points de menu de ce groupe.
- 4 Sélection des points de menu avec **enter**, modification avec les touches fléchées (voir page 35). Validation (et suite) avec **enter**.
- 5 Quitter : touche **conf**, puis **enter**.

o1.SnSR	Sélection type de capteur
o1.UnIT	Sélection paramètre
o1.rNG	Sélection 0-20/4-20 mA
o1.4mA	Saisie début du courant
o1.20mA	Saisie fin du courant
o1.FtME	Régler filtre de sortie
o1.FAIL	22 mA avec Error
o1.HoLD	Etat Hold

5 **conf** **enter**


Code	Afficheur	Action	Sélection
o1.		Constante de temps du filtre de sortie Réglage par défaut : 0 s (inactif). Spécification d'une constante de temps : Sélection avec la touche fléchée ►, valeur numérique avec ▲, suite avec enter .	0 s 0 ... 120 s

Constante de temps du filtre de sortie (amortissement)


Un filtre passe-bas à constante de temps réglable peut être activé pour stabiliser la sortie de courant. Quand un saut se produit en entrée (100 %), le niveau en sortie lorsque la constante de temps est atteinte est de 63 %. La constante de temps peut être réglée entre 0 et 120 s. Si elle est réglée sur 0 s, la sortie de courant suit l'entrée.

Remarque :


Le filtre agit uniquement sur la sortie de courant et non pas sur l'afficheur ou le seuil !



Sortie 1
Courant de sortie avec Error et HOLD







Sortie 1 :




- 1 Presser la touche **conf**.
- 2 Saisir le code d'accès **1200**.
- 3 Le groupe de menus **Sortie 1** s'affiche. Le code "o1." s'affiche pour tous les points de menu de ce groupe.
- 4 Sélection des points de menu avec **enter**, modification avec les touches fléchées (voir page 37). Validation (et suite) avec **enter**.
- 5 Quitter : touche **conf**, puis **enter**.

enter →	4	o1.SnSR	Sélection type de capteur	enter
		o1.UnIT	Sélection paramètre	
		o1.rNG	Sélection 0-20/4-20 mA	
		o1.4mA	Saisie début du courant	
		o1.20mA	Saisie fin du courant	
		o1.FtME	Régler filtre de sortie	
		o1.FAIL	22 mA avec Error	
		o1.HoLD	Etat Hold	

5 **conf** **enter**

Code	Afficheur	Action	Sélection
o1.		Signal 22 mA en cas de message d'erreur Sélection avec la touche ► , suite avec enter .	OFF (OFF/ON)
		Signal de sortie avec HOLD LAST : en état Hold, la dernière valeur mesurée est maintenue en sortie FIX : en état Hold, une valeur (à spécifier) est maintenue en sortie Sélection avec la touche ► , suite avec enter .	LAST (LAST/FIX)
	 	Uniquement si sélection de FIX Saisie du courant souhaité en sortie dans l'état HOLD Sélectionner la position avec la touche fléchée ► , modifier la valeur numérique avec la touche ▲ , suite avec enter .	21.0 mA (00.0 ... 21.0 mA)

Signal de sortie en état HOLD :



Sortie 2
Unité et sonde de température, courant de sortie

1

conf

2

1200

enter

out. 1MNU

enter

Sortie 2 :

3

out 2MNU

02

enter

enter

4

o2.UnIT	Sélection °C/°F
o2.rTD	Sonde de température
o2.rNG	Sélection 0-20/4-20 mA
o2. 4mA	Saisie début du courant
o2.20mA	Saisie fin du courant
o2.FtME	Régler filtre de sortie
o2.FAIL	22 mA avec erreur temp.
o2.HoLD	Etat Hold

enter

5


conf

enter


Code	Afficheur	Action	Sélection
o2.		Définir l'unité de température Sélection avec la touche ► , suite avec enter .	°C (°C/°F)
		Définir la sonde de température Sélection avec la touche ► , suite avec enter .	22NTC (30NTC)
		Définir le courant de sortie Sélection avec la touche ► , suite avec enter .	4 - 20 mA (4 - 20 mA/ 0 - 20 mA)
		Début courant : Saisie de la fin inférieure de la plage de mesure Sélection avec la touche ► , valeur numérique avec la touche ▲ , suite avec enter .	000.0 °C (xxx.x °C)
		Début courant : Saisie de la fin supérieure de la plage de mesure Sélection avec la touche ► , valeur numérique avec la touche ▲ , suite avec enter .	100.0 °C (xxx.x °C)

Température du processus : début du courant et fin du courant :

Exemple 1 : plage de mesure 0 ... 100 °C



Exemple 2 : plage de mesure 20 ... 40 °C
Avantage : résolution supérieure dans la
plage considérée



Sortie 2
Constante de temps du filtre de sortie

1

conf

2

1200

enter

out. 1MNU

01.

enter

Sortie 2 :

3

out 2MNU

02.

enter

enter

o2.UnIT	Sélection °C/°F
o2. rTD	Sonde de température
o2.rNG	Sélection 0-20/4-20 mA
o2. 4mA	Saisie début du courant
o2.20mA	Saisie fin du courant
o2.FtME	Régler filtre de sortie
o2.FAIL	22 mA avec erreur temp.
o2.HoLD	Etat Hold

4


enter

enter

5

conf

enter


Code	Afficheur	Action	Sélection
o2.		Constante de temps du filtre de sortie Réglage par défaut : 0 s (inactif). Spécification d'une constante de temps : Sélection avec la touche ► , valeur numérique avec la touche ▲ , suite avec enter .	0 s (0 ... 120 s)

Constante de temps du filtre de sortie

Un filtre passe-bas à constante de temps réglable peut être activé pour stabiliser la sortie de courant. Quand un saut se produit en entrée (100 %), le niveau en sortie lorsque la constante de temps est atteinte est de 63 %. La constante de temps peut être réglée entre 0 et 120 s. Si elle est réglée sur 0 s, la sortie de courant suit l'entrée.

Remarque :

Le filtre agit uniquement sur la sortie courant et non pas sur l'afficheur !





Sortie 2
Erreur de température, courant de sortie avec HOLD

1

conf


2





Sortie 2 :

3




enter

o2.UnIT	Sélection °C/°F
o2. rTD	Sonde de température
o2.rNG	Sélection 0-20/4-20 mA
o2. 4mA	Saisie début du courant
o2.20mA	Saisie fin du courant
o2.FtME	Régler filtre de sortie
o2.FAIL	22 mA avec erreur temp.
o2.HoLD	Etat Hold

4

enter







5


conf

enter

42

Code	Afficheur	Action	Sélection
o2.		Signal 22 mA en cas de message d'erreur Sélection avec la touche ►, suite avec enter .	OFF (OFF/ON)
		Signal de sortie avec HOLD LAST : en état Hold, la dernière valeur mesurée est maintenue en sortie FIX : en état Hold, une valeur (à spécifier) est maintenue en sortie Sélection avec la touche ►, suite avec enter .	LAST (LAST/FIX)
	 	Uniquement si sélection de FIX Saisie du courant qui doit circuler en sortie avec HOLD Sélectionner la position avec la touche fléchée ► et modifier la valeur numérique avec la touche ▲, suite avec enter .	21.0 mA (00.0 ... 21.0 mA)

Signal de sortie en état HOLD :




Correction


Tension de polarisation. Compensation de température de la membrane. Pression du processus. Correction de salinité.


1

conf


2







3




4

Co.UPOL	Tension de polarisation
Co.CAp	Compensation de température de la membrane
Co.UnIT	Unité de mesure (pression)
Co.PrES	Pression du processus
Co.SAL	Correction de salinité

5






conf enter

enter



enter

44

Code	Afficheur	Action	Sélection
Co.		Saisir la tension de polarisation Sélection avec la touche ► , modifier la valeur numérique avec la touche ▲ , suite avec enter .	0675 mV
		Compensation de température de la membrane Sélectionner la position avec la touche fléchée ► et modifier la valeur numérique avec la touche ▲ . Suite avec enter .	01.23
		Sélection de l'unité de pression Sélection avec la touche ► , suite avec enter .	bar (kPa, PSI)
		Correction de la pression du processus Saisie pression du processus. Ceci permet de corriger l'indice de saturation en oxygène. Cette valeur est sans effet lors de la mesure de la concentration (Conc). Sélectionner la position avec la touche fléchée ► et modifier la valeur numérique avec la touche ▲ . Suite avec enter .	1.013 bar
		Saisie de la salinité Sélectionner la position avec la touche fléchée ► et modifier la valeur numérique avec la touche ▲ . Suite avec enter .	00.00 ppt* * ppt (parts per thousand) – équivalent à g/kg

Remarque :


Pour les capteurs ayant une tension de polarisation différente de 675 mV (réglage d'origine), effectuer le réglage qui convient avant raccordement, afin de ne pas endommager le capteur !


Mode Calibrage


1


conf

2










Mode Calibrage :

3




enter

CA.MOD	Mode Calibrage
CA.tiME	Minuteur de calibrage

4

enter



5

conf enter

1

Presser la touche **conf**.

2

Saisir le code d'accès **1200**.

3

Sélectionner le groupe de menus **Mode Calibrage** avec les touches fléchées. Le code "CA." s'affiche pour tous les points de menu de ce groupe.



4

Sélection des points de menu avec **enter**, modification avec les touches fléchées (voir page 47). Validation (et suite) avec **enter**.

5

Quitter : touche **conf**, puis **enter**.

46


Code	Afficheur	Action	Sélection
CA.		Définir le mode de calibrage (calibrage en fonction de l'indice de saturation ou de la concentration) Sélection avec ► , suite avec enter .	SAt (Conc)
		Minuteur de calibrage Le minuteur de calibrage signale à temps qu'un calibrage est nécessaire. Sélection avec ► , modifier la valeur numérique avec la touche ▲ , suite avec enter .	0000 h (0 ... 9999 h)


Remarque :


Sélectionner un calibrage en fonction de l'indice de saturation (SAT) en cas de calibrage dans de l'eau saturée en air (souvent le cas pour des processus biotechnologiques).

Cependant, s'il est possible de démonter le capteur pour le calibrage, il est recommandé d'effectuer le calibrage à l'air (plus simple et plus stable). Dans ce cas, il convient de permuter le mode de calibrage sur concentration (Conc), voir également p. 59.

Alarmes



Code	Afficheur	Action	Sélection
AL.		Sélection Sensocheck (surveillance continue du capteur) Sélection avec ► , suite avec enter .	OFF (ON/OFF)



Le contact d'alarme

Le contact d'alarme est fermé pendant l'utilisation normale (N/C, normally closed contact, contact de repos). En cas d'une alarme ou d'une panne de courant, le contact est ouvert. Ainsi, un message de défaillance est signalé aussi en cas de rupture de ligne (comportement "fail safe").


Charges admissibles voir Caractéristiques techniques.

Les messages d'erreur peuvent par ailleurs être transmis par un signal de 22 mA via le courant de sortie (voir p. 36, 42, 72).

Les états de fonctionnement du contact d'alarme sont représentés à la page 75.

La temporisation d'alarme retarde l'affichage LED, le signal 22 mA et l'activation du contact d'alarme.

Fonction seuil
Relais




- 1 Presser la touche **conf**.
- 2 Saisir le code d'accès **1200**.
- 3 Sélectionner le groupe de menus **Fonction seuil** avec les touches fléchées. Le code "L1." s'affiche pour tous les points de menu de ce groupe.
- 4 Sélection des points de menu avec **enter**, modification avec les touches fléchées (voir page 51). Validation (et suite) avec **enter**.
- 5 Quitter : touche **conf**, puis **enter**.

		4	enter ↖ ↖
L1.FCT	Fonction contact		
L1.tYP	Caractéristique contact		
L1.LEVL	Point de commutation		
L1.HYS	Hystérésis		
L1.dLY	Temporisation		


5 conf enter


Code	Afficheur	Action	Sélection
L1.		Fonction contact Principe voir ci-dessous Sélection avec ► , suite avec enter .	Lo (Lo/HI)
		Caractéristique contact N/C : normally closed (contact de repos) N/O : normally open (contact de travail) Sélection avec ► , suite avec enter .	N/C (N/O N/C)
		Point de commutation Sélection avec ► , valeur numérique avec la touche ▲ , suite avec enter .	000.0 % (xxx.x %)
		Hystérésis Sélection avec ► , valeur numérique avec la touche ▲ , suite avec enter .	001.0 % (xxx.x %)
		Temporisation L'activation du contact est tem- porisée (mais la désactivation ne l'est pas) Sélection avec ► , valeur numérique avec la touche ▲ , suite avec enter .	0010 s (0 ... 600 s)

Seuil Lo



Seuil Hi





Activation de dispositifs de rinçage
Contact relais “Clean”




- 1 Presser la touche **conf**.
- 2 Saisir le code d'accès **1200**.
- 3 Sélectionner le groupe de menus **Sondes de rinçage** avec les touches fléchées. Le code “Pb.” s'affiche pour tous les points de menu de ce groupe (pour la sonde de rinçage, «probe» en anglais).
- 4 Sélection des points de menu avec **enter**, modification avec les touches fléchées (voir page suivante). Validation (et suite) avec **enter**.
- 5 Quitter : touche **conf**, puis **enter**.

Pb.InTV	Intervalle de rinçage
Pb.rins	Durée de rinçage
Pb.typ	Caractéristique contact

enter


enter

enter

Code	Afficheur	Action	Sélection
Pb.		Intervalle de rinçage Sélection avec ► , valeur numérique avec ▲ , suite avec enter .	0.000 h (x.xxx h)
		Durée de rinçage Sélection avec ► , valeur numérique avec ▲ , suite avec enter .	0060 s (xxxx s)
		Caractéristique contact N/C : normally closed (contact de repos) N/O : normally open (contact de travail) Sélection avec ► , suite avec enter .	N/C (N/O)

Raccordement d'un dispositif de rinçage

Un dispositif de rinçage simple peut être raccordé via le contact de commutation “Clean”. La durée de rinçage et l’intervalle de rinçage sont programmés dans la configuration.



Paramètres

Réglages par défaut des paramètres

Activer :

Presser simultanément la touche **conf** et la touche fléchée droite puis saisir le code d'accès "4321".

"Clear" s'affiche en bas de l'afficheur, le préréglage "NO" clignote dans la ligne supérieure afin d'éviter une réinitialisation non souhaitée des valeurs. Sélectionnez ici à l'aide de l'une des touches fléchées "YES" et confirmez avec **enter**.

Attention !

Vos données (y compris les données de calibrage) sont remplacées par les réglages par défaut !

Code	Paramètre	Réglage usine
o1.SnSR	Type de capteur	A
o1.UnIT	%, mg/l, ppm	%
o1.rNG	0/4-20 mA	4-20 mA
o1.4mA	Début du courant	0000 %
o1.20mA	Fin du courant	0200 %
o1.FtME	temps filtre	0 s
o1.FAIL	Signal 22 mA	OFF
o1.HoLD	Caractéristique Hold	Last
o1.FIX	Courant Fix	021.0 mA
o2.UnIT	Unité °C / °F	°C
o2.rTD	Sonde temp.	22NTC
o2.rNG	0/4 ...20mA	4-20 mA
o2.4mA	Début du courant	000.0 °C
o2.20mA	Fin du courant	100.0 °C
o2.FtME	temps filtre	0 s
o2.FAIL	Signal 22 mA	OFF
o2.HoLD	Caractéristique Hold	Last
o2.FIX	Courant Fix	021.0 mA

Code	Paramètre	Réglage usine
Co.UPOL	Tension de polarisation	675 mV
Co.CAp	Compensation de température de la membrane	01.23
Co.UnIT	Unité de pression	bar
Co.PrES	Pression	1.013 bar
Co.SAL	Salinité	00.00 ppt
CA.MOD	Mode Calibrage	Sat
CA.tIME	Intervalle de calibrage	0000 h
AL.SnSO	Sensocheck	OFF
L1.FCT	Fonction contact	Lo
L1.tYP	Caractéristique contact	N/C
L1.LEVL	Point de commutation	0000 %
L1.HYS	Hystérésis	0001 %
L1.dLY	Temporisation	0010 s
Pb.InTV	Intervalle de rinçage	000.0 h
Pb.rins	Durée de rinçage	0060 s
Pb.typ	Type de contact	N/C

Remarque :

Notez vos paramètres de configuration sur les pages qui suivent.

Remarque :

Le réglage d'origine des données de calibrage est de 60,0 nA (pente) et de 0,000 nA (point zéro).




Paramètres – réglages personnels

Code	Paramètre	Réglage
o1.SnSR	Type de capteur	
o1.UnIT	%, mg/l, ppm	
o1.rNG	0/4-20 mA	
o1.4mA	Début du courant	
o1.20mA	Fin du courant	
o1.FtME	Temps filtre	
o1.FAIL	Signal 22 mA	
o1.HoLD	Caractéristique Hold	
o1.FIX	Courant Fix	
o2.UnIT	Unité °C / °F	
o2.rTD	Sonde temp.	
o2.rNG	0/4 ... 20mA	
o2.4mA	Début du courant	
o2.20mA	Fin du courant	
o2.FtME	Temps filtre	
o2.FAIL	Signal 22 mA	
o2.HoLD	Caractéristique Hold	

Code	Paramètre	Réglage
o2.FIX	Courant Fix	
Co.UPOL	Tension de polarisation	
Co.CAp	Compensation de température membrane	
Co.UnIT	Unité de pression	
Co.PrES	Pression	
Co.SAL	Salinité	
CA.MOD	Mode Calibrage	
CA.tiME	Intervalle de calibrage	
AL.SnSO	Sensocheck	
L1.FCT	Fonction contact	
L1.tYP	Caractéristique contact	
L1.LEVL	Point de commutation	
L1.HYS	Hystérésis	
L1.dLY	Temporisation	
Pb.InTV	Intervalle de rinçage	
Pb.rins	Durée de rinçage	
Pb.typ	Type de contact	

Calibrage

Le calibrage adapte l'appareil au capteur.

Activer	cal 	Activer avec cal Saisir le code d'accès : <ul style="list-style-type: none">• Point zéro 1001• Eau/air 1100 Modification du paramètre avec ▶ et ▲ , validation et suite avec enter . (quitter avec cal , puis enter .)
HOLD Pendant la configuration, l'appareil reste dans l'état Hold.	 Symbole HOLD	Pendant le calibrage, pour des raisons de sécurité, l'appareil reste dans l'état Hold. Le courant de sortie est gelé (suivant la configuration, la dernière valeur ou une valeur fixe à indiquer est présente), les contacts de seuils et d'alarme sont inactifs. Sensoface est désactivé, l'affichage d'état "Calibrage" est activé.
Saisies erronées		Les paramètres de calibrage sont vérifiés lors de la saisie. Lorsque des saisies incorrectes sont effectuées, "Err" apparaît pendant env. 3 s. Il est impossible de valider des paramètres incorrects. Une nouvelle saisie doit être effectuée.
Fin	enter enter	Terminer avec enter (annuler avec cal). La valeur mesurée et Hold sont affichés en alternance, "enter" clignote. Quitter l'état Hold avec enter . L'afficheur indique la valeur mesurée. Le courant de sortie reste gelé pendant encore 20 s (le symbole HOLD est activé, le "sablier" clignote).

Remarques au sujet du calibrage

Un calibrage à l'air est toujours recommandé.

Par rapport à l'eau, l'air est un milieu de calibrage facile à mettre en oeuvre, stable et donc sûr. Le capteur doit toutefois être démonté pour un calibrage dans l'air. Dans les processus biotechnologiques, en conditions stériles, il n'est pas possible de démonter le capteur en vue de procéder au calibrage. Il convient alors de calibrer directement dans le milieu (par ex. après stérilisation par apport d'air). Dans la pratique, il s'est avéré, par ex. en biotechnologie, que l'on mesure souvent la saturation et que l'on effectue le calibrage dans le milieu pour des raisons de stérilité. En revanche, il est plus avantageux, pour d'autres applications où est mesurée la concentration (eaux, etc.), de calibrer à l'air.

Combinaison souvent utilisée

paramètre / mode de calibrage / milieu de calibrage

Paramètre	Mode Calibrage	Calibrage	Valeur par défaut humidité rel.	Valeur par défaut pression de cal.
Saturation (%)	SAT	Eau	100 %	Pression du processus
Concentration (mg/l, ppm)	Conc	Air	50 %	1.013 bar

Les modes de calibrage pour ces deux domaines d'application fréquents sont représentés ci-après. D'autres combinaisons paramètre / mode de calibrage sont bien sûr possibles.






Remarque :




Lorsqu'un calibrage en deux points est prescrit; effectuer le calibrage du zéro avant le calibrage de la saturation ou de la concentration. Toutes les opérations de calibrage doivent être effectuées par du personnel qualifié.

Réglage du paramètre, voir p. 30.

Réglage du mode de calibrage, voir p. 46.

Calibrage en fonction de l'indice de saturation (SAT), dans l'eau






Afficheur	Action	Remarque
	Presser la touche cal , saisir le code 1100. Sélection avec la touche ▶, valeur numérique avec la touche ▲, suite avec enter .	Calibrage SAT ou Calibrage Conc est prérégulé dans la Configuration. L'appareil se met dans l'état Hold. Si le code est incorrect, l'appareil repasse en mode Mesure.
	Introduire le capteur dans le milieu de calibrage Démarrer avec la touche enter .	
	Saisie de l'humidité relative. Sélection avec la touche ▶, valeur numérique avec la touche ▲. Valider la saisie avec enter .	Valeur spécifiée pour l'humidité relative dans les milieux aqueux : rH = 100 %
	Saisie de la pression de calibrage. Sélection avec la touche ▶, valeur numérique avec la touche ▲. Valider la saisie avec enter .	La valeur spécifiée pour la pression de calibrage est la pression configurée du processus.
	Contrôle automatique de la dérive Affichage du courant du capteur (rapporté à 25 °C et 1013 mbars de pression normale) Si le capteur n'est pas stable dans les 12 minutes qui suivent, le calibrage s'arrête.	Possibilité de quitter avec la touche cal après > 10 s mais la précision est alors réduite




Afficheur	Action	Remarque
	Saisie de la valeur de consigne pour l'indice de saturation Sélection avec la touche ► , valeur numérique avec la touche ▲ , suite avec enter .	Le réglage par défaut est la dernière valeur saisie.
	Affichage des nouvelles valeurs de calibrage (rapportées à 25 °C et 1013 mbars) Le zéro ne change pas. Pour le calibrage du zéro, voir la page 65. Terminer le calibrage avec enter	Nouveau calibrage : Presser la touche cal .
	Réinsérer le capteur dans le processus. L'indice de saturation et "Hold" apparaissent en alternance sur l'afficheur principal, "enter" clignote. Terminer avec enter	Une fois le calibrage terminé, les sorties restent encore dans l'état Hold pendant env. 20 s.

Remarque sur le calibrage indice de saturation (SAT) dans l'eau

- Le milieu de calibrage utilisé doit être de l'eau, en équilibre par rapport à l'air ambiant (indice de saturation de 100%). L'échange d'oxygène entre l'eau et l'air ne se fait cependant que très lentement.
- Si le fluide de calibrage n'est pas en équilibre par rapport à l'air et que l'indice de saturation de ce fluide est connu (via une mesure parallèle), il peut être saisi manuellement.
- Dans le cas du calibrage en 2 points, effectuer d'abord un calibrage du zéro.

Calibrage en fonction de la concentration (Conc), à l'air

Afficheur	Action	Remarque
	Presser la touche cal , saisir le code 1100. Sélectionner la position avec la touche fléchée ▶, modifier la valeur numérique avec la touche ▲, suite avec enter .	Calibrage SAT ou Calibrage Conc est pré-réglé dans la Configuration. L'appareil se met dans l'état Hold. Si le code est incorrect, l'appareil repasse en mode Mesure.
	Mettre le capteur à l'air. Démarrer avec la touche enter .	
	Saisie de l'humidité relative. Sélectionner la position avec la touche fléchée ▶, modifier la valeur numérique avec la touche ▲, suite avec enter .	Valeur spécifiée pour l'humidité relative dans l'air : rH = 50 %
	Saisie de la pression de calibrage. Sélectionner la position avec la touche fléchée ▶, modifier la valeur numérique avec la touche ▲, suite avec enter .	La valeur spécifiée pour la pression de calibrage est la pression normale de 1,013 bars.
	Contrôle automatique de la dérive Affichage du courant d'entrée (rapporté à 25 °C et 1013 mbars) et de la température de mesure. Si le capteur n'est pas stable dans les 12 minutes qui suivent, le calibrage s'arrête.	Possibilité de quitter avec la touche cal après > 10 s mais la précision est alors réduite

Afficheur	Action	Remarque
	Saisie de la valeur spécifiée pour la concentration Sélectionner la position avec la touche fléchée ▶, modifier la valeur numérique avec la touche ▲, suite avec enter .	La valeur spécifiée est celle calculée à partir de l'humidité rel., de la pression de calibrage et de la température de calibrage (l'unité de mesure affichée, ppm ou mg/l, est pré-réglée dans la configuration)
	Affichage de la nouvelle pente et du zéro (rapportés à 25 °C et 1013 mbars) Terminer le calibrage avec enter .	Nouveau calibrage : Presser la touche cal .
	Réinsérer le capteur dans le processus. La nouvelle valeur pour la concentration et "Hold" apparaissent en alternance sur l'afficheur principal, "enter" clignote. Terminer avec enter	Une fois le calibrage terminé, les sorties restent encore dans l'état Hold pendant env. 20 s.






Remarque pour le calibrage en fonction de la concentration (Conc) :

Calibrage à l'air. Cette méthode de calibrage est recommandée lorsque le capteur peut être sorti pour le calibrage. La teneur en oxygène de l'air est stable. Les processus qui se déroulent durant le calibrage sont donc plus rapides.

- Dans le cas du calibrage en 2 points, effectuer d'abord un calibrage du zéro

Calibrage du zéro



Les capteurs SE 703 et SE 706 possèdent un courant de zéro faible. Un calibrage du zéro n'est donc pas recommandé pour le Stratos Eco 2405. Si un calibrage du zéro est toutefois effectué, le capteur doit rester durant au moins 10 à 30 minutes dans le milieu de calibrage **sans oxygène** pour obtenir des valeurs les plus stables possibles, sans dérive. L'appareil n'effectue pas de contrôle de la dérive lors du calibrage du zéro. Le courant de zéro d'un capteur fonctionnel est nettement inférieur à 0,5% du flux d'air. L'affichage (valeur mesurée en bas, valeur saisie en haut) reste apparent jusqu'à la saisie d'un courant pour le zéro, voir p. 65. En cas de mesure dans un milieu exempt d'oxygène, le courant affiché peut être directement validé.





Afficheur	Action	Remarque
	<p>Sélectionner le calibrage (presser la touche cal)</p> <p>Saisir le code d'accès 1001 Sélection avec la touche ►, valeur numérique avec la touche ▲, suite avec enter.</p>	L'appareil se met dans l'état Hold Si le code est incorrect, l'appareil repasse en mode Mesure.
	<p>Introduire le capteur dans le milieu exempt d'oxygène. Suite avec enter.</p>	
	<p>Afficheur principal : Courant de zéro ; valider cette valeur avec enter ou la corriger avec les touches fléchées puis valider avec center. Afficheur inférieur : courant du capteur momentanément mesuré Suite avec enter.</p>	
	<p>Affichage de la pente Affichage du nouveau courant de zéro Terminer le calibrage avec enter, remettre le capteur dans le processus.</p>	Nouveau calibrage : Presser cal .
	<p>La valeur de l'oxygène et "Hold" apparaissent en alternance sur l'afficheur principal, "enter" clignote. Quitter Hold avec enter.</p>	Une fois le calibrage terminé, les sorties restent encore dans l'état Hold pendant env. 20 s.

Calibrage du produit
Calibrage par mesure comparative




Le capteur reste dans le milieu de mesure durant le calibrage du produit.
Le processus de mesure n'est interrompu que brièvement.

Déroulement : Lors de la compensation, la valeur mesurée actuelle est mémorisée dans l'appareil. La valeur de comparaison est déterminée sur place, par ex. avec un appareil de mesure portatif à piles dans le bypass. Cette valeur est ensuite saisie dans l'appareil. A partir des deux valeurs (valeur mesurée mémorisée et valeur de comparaison), l'appareil détermine à nouveau la pente ou le zéro. A partir de la grandeur de la valeur mesurée, l'appareil reconnaît automatiquement si la pente ou le zéro est recalculé (la pente est calculée si l'indice de saturation est supérieur à env. 5 %, et le zéro s'il est inférieur). Le calibrage du produit avec correction de la pente est décrit ci-après –le calibrage du produit avec correction du zéro se déroule de la même manière.


Afficheur	Action	Remarque
	Presser la touche cal , saisir le code 1105. Sélectionner la position avec la touche fléchée ► , modifier la valeur numérique avec la touche ▲ , valider avec enter .	Le type de calibrage du produit (SAT ou Conc) est présélectionné dans la configuration (paramètre). Si le code est incorrect, l'appareil repasse en mode Mesure.
		Affichage (env. 3 s)

Afficheur	Action	Remarque
	Mémorisation de la valeur actuelle. Suite avec enter .	Effectuer une mesure comparative.
	Saisie de la valeur de comparaison. Confirmation avec enter .	Calcul de la nouvelle pente
	Affichage de la nouvelle pente ou du nouveau zéro (rapportés à 25 °C et 1013 mbars) Terminer le calibrage avec enter .	Nouveau calibrage : Presser cal .
	La nouvelle valeur mesurée et "Hold" apparaissent en alternance sur l'affi- cheur principal, "enter" clignote. Terminer avec enter .	Une fois le calibrage ter- miné, les sorties restent encore dans l'état Hold pendant env. 20 s.





Compensation de la sonde de température

Afficheur	Action	Remarque
	Activer le calibrage Presser la touche cal , saisir le code 1015. Sélectionner la position avec la touche fléchée ▶, modifier la valeur numérique avec la touche ▲, valider avec enter .	De mauvais réglages de paramètres modifient les caractéristiques de mesure ! Si le code est incorrect, l'appareil repasse en mode Mesure.
	Prêt pour calibrage Mesurer la température du produit à l'aide d'un thermomètre externe.	L'appareil passe en mode Hold. Affichage pendant env. 3 s
	Saisir la valeur de température déterminée Sélection avec la touche ▶, valeur numérique avec la touche ▲, suite avec enter . Terminer la compensation avec enter . HOLD est désactivé au bout de 20 s.	La valeur par défaut s'affiche sur l'afficheur principal, la valeur actuelle sur l'afficheur secondaire.





Mesure

Afficheur	Action
	Dans le mode Mesure, l'afficheur principal indique le paramètre configuré (% , mg/l ou ppm) et l'afficheur inférieur la température. Pour passer dans l'état de mesure, presser cal à partir de Calibrage, conf à partir de Configuration (temps d'attente jusqu'à stabilisation de la valeur mesurée env. 20 s).

Fonctions de diagnostic
















Afficheur	Action
	Affichage des courants de sortie Dans le mode Mesure, presser enter . Le courant de sortie 1 est indiqué sur l'afficheur principal et le courant de sortie 2 en dessous. L'appareil retourne au mode Mesure au bout de 5 s.
	Affichage des données de calibration actuelles (Cal-Info) Dans le mode Mesure, presser cal et saisir le code 0000. L'afficheur principal indique la pente. Le point zéro est indiqué en dessous. Au bout de 20 s, l'appareil retourne au mode Mesure (retour immédiat à la mesure avec enter).
	Contrôle capteur (Affichage du courant du capteur) Dans le mode Mesure, presser conf et saisir le code 2222. Le courant du capteur (sans compensation de température) apparaît sur l'afficheur principal et la température mesurée en dessous. Retour à la mesure avec enter .
	Affichage du dernier message d'erreur (Error-Info) Presser conf en mode Mesure et saisir le code 0000. Le dernier message d'erreur est affiché pendant env. 20 s. Le message est ensuite effacé (retour immédiat à la mesure avec enter).

Ces fonctions servent à tester les périphériques raccordés.



Afficheur	Action
	<p>Spécification du courant de sortie 1</p> <p>Dans le mode Mesure, presser conf, saisir le code 5555</p> <p>Le courant actuel indiqué sur l'afficheur principal pour la sortie 1 peut être modifié.</p> <p>Sélection avec la touche ▶ ,</p> <p>valeur numérique avec la touche ▲ .</p> <p>enter permet de valider la saisie, celle-ci s'affiche alors sur l'afficheur secondaire. L'appareil se trouve dans l'état Hold, la valeur du courant de sortie saisie est émise.</p> <p>Retour à la mesure avec conf, puis enter</p> <p>(Hold reste encore actif durant 20 s).</p>
	
	<p>Spécification du courant de sortie 2</p> <p>Dans le mode Mesure, presser conf, saisir le code 5556</p> <p>Le courant actuel indiqué sur l'afficheur principal pour la sortie 2 peut être modifié.</p> <p>Sélection avec la touche ▶ ,</p> <p>valeur numérique avec la touche ▲ .</p> <p>enter permet de valider la saisie, celle-ci s'affiche alors sur l'afficheur secondaire. L'appareil se trouve dans l'état Hold, la valeur du courant de sortie saisie est émise.</p> <p>Retour à la mesure avec conf, puis enter</p> <p>(Hold reste encore actif durant 20 s).</p>
	

Messages d'erreur (Error Codes)































Erreur	Afficheur	Problème Cause possible	Contact d'alarme	LED rouge	out 1 (22 mA)	out 2 (22 mA)
ERR 01	La valeur mesurée clignote	Plage de mesure SAT <ul style="list-style-type: none">• Capteur défectueux• Mauvais capteur raccordé• Dépassement de la limite supérieure ou inférieure de la plage de mesure	x	x	x	
ERR 02	La valeur mesurée clignote	Plage de mesure Conc <ul style="list-style-type: none">• Capteur défectueux• Mauvais capteur raccordé• Dépassement de la limite supérieure ou inférieure de la plage de mesure	x	x	x	
ERR 98	"Conf" clignote	Erreur système Données de configuration ou de calibrage incorrectes, recommencez entièrement la configuration et le calibrage de l'appareil selon le réglage d'origine. Puis effectuez un calibrage. Erreur de mémoire dans le programme de l'appareil	x	x	x	x
ERR 99	"FAIL" clignote	Données de compensation EEPROM ou RAM défectueuse Ce message d'erreur apparaît uniquement en cas de défaillance totale. L'appareil doit être réparé et recalibré en usine.	x	x	x	x

Erreur	Symbole (clignote)	Problème Cause possible	Contact d'alarme	LED rouge	out 1 (22 mA)	out 2 (22 mA)
ERR 03		Sonde de température Interruption ou court-circuit Dépassement de la plage de mesure de la température	x	x	x	x
ERR 11		Sortie courant 1 Courant inférieur à 0 (3,8) mA	x	x	x	
ERR 12		Sortie courant 1 Courant supérieur à 20,5 mA	x	x	x	
ERR 13		Sortie courant 1 Fourchette de courant trop petite / trop grande	x	x	x	
ERR 21	 	Sortie courant 2 Courant inférieur à 0 (3,8) mA	x	x		x
ERR 22	 	Sortie courant 2 Courant supérieur à 20,5 mA	x	x		x
ERR 23	 	Sortie courant 2 Fourchette de courant trop petite / trop grande	x	x		x
ERR 33		Sensocheck : Capteur : câble défectueux	x	x	x	
		• Erreur de zéro, Sensoface actif v. p. 77				
		• Erreur de pente, Sensoface actif v. p. 77				
		• Temps de réponse dépassé, Sensoface actif, voir p. 77				
		• Minuteur de calibrage écoulé, Sensoface actif, voir p. 77				

Messages d'erreur de calibrage

Le symbole clignote :	Problème Cause possible
	Pente hors plage autorisée Spécification de valeurs de calibrage erronées (humidité relative, pression, indice de saturation, concentration)
 "CALErr" clignote également	Abandon du calibrage au bout de 12 minutes Capteur défectueux ou sale <ul style="list-style-type: none">• Pas d'électrolyte dans le capteur• Câble du capteur insuffisamment blindé ou défectueux• Des champs électriques puissants perturbent la mesure• Forte fluctuation de la température de la solution de calibrage

Etats de fonctionnement

Etat de fonctionnement	Out 1	Out 2	Relais 1 seuil	Contact d'alarme	Contact de nettoyage	Timeout
Mesure						
Info calibrage (cal) 0000						20 s
Error-Info (conf) 0000						20 s
Calibrage (cal) 1100						
Compensation temp. (cal) 1015						
Calibrage du produit (cal) 1105						
Configuration (conf) 1200						20 min
Contrôle capteur (conf) 2222						20 min
Générateur de courant 1 (conf) 5555						20 min
Générateur de courant 2 (conf) 5556						20 min
Fonction de rinçage						



actif













suyvant la configuration (Last/Fix ou Last/Off)

(Sensocheck doit être activé dans la configuration)

Le smiley sur l'afficheur (Sensoface) signale les problèmes du capteur (défaut du câble, nécessité d'entretien). Les plages de calibrage admissibles et les conditions nécessaires pour un Sensoface souriant, neutre ou triste sont regroupées dans le tableau ci-après. Les symboles supplémentaires se réfèrent à la cause du défaut.

Le cas échéant, changez le module de la membrane ou l'électrolyte.














Capteurs de type A (SE 703, SE 706)

	Pente	Point zéro	Temps de réponse	Minuteur cal
Plage adm.	25 ... 130 nA	-2 ... +2 nA	max. 720 s	
	> 35 ... < 90 nA	> -0,3 ... < 0.3 nA	≤ 300 s	≤ 80 %
	 30 ... 35 nA ou 90 ... 110 nA	 -0,6 ... -0.3 nA ou +0.3 ... +0.6 nA	 300 ... 600 s	 80 ... 100 %
	 < 30 nA ou > 110 nA	 < -0,6 nA ou > + 0,6 nA	 > 600 s	Minuteur écoulé

Remarque

La dégradation d'un critère Sensoface provoque la dévalorisation du témoin Sensoface (le smiley devient "triste"). Seule l'élimination du défaut du capteur entraîne une revalorisation de l'affichage Sensoface.

Capteurs de type B (capteurs à courant fort)

	Pente	Point zéro	Temps de réponse	Minuteur cal
Plage adm.	200 ... 550 nA	-2 ... +2 nA	max. 720 s	
	> 250 ... < 500 nA	> -0,5 ... < 0,5 nA	< 300 s	< 80 %
	 225 ... 250 nA ou 500 ... 525 nA	 -1,0 ... -0,5 nA ou +0,5 ... +1,0 nA	 300 ... 600 s	 80 ... ≤ 100 %
	 < 225 nA ou > 525 nA	 < -1,0 nA ou > +1,0 nA	 > 600 s	 Minuteur écoulé
  Le thermomètre et Sensoface signalent : Température en dehors des plages de mesure de la concentration ou de la saturation				

Sensocheck

Surveille en permanence l'absence de coupure et de court-circuit du capteur et des câbles. Lorsque les valeurs sont critiques, Sensoface fait une grimace "triste" et le symbole Sensocheck clignote :



Le message Sensocheck est également émis comme message d'erreur Err 33. Le contact d'alarme est actif, la LED rouge est allumée, le courant de sortie 1 est mis à 22 mA (si programmé dans la configuration). Sensocheck peut être désactivé dans la configuration (Sensoface est alors également désactivé).

Exception : à la fin d'un calibrage, un smiley "souriant" est toujours affiché à titre de confirmation.

Gamme de produits et accessoires**Appareils**

Stratos Eco 2405 Oxy

Réf.

2405 Oxy

Accessoires de montage

Kit de montage sur mât

ZU 0274

Kit de montage sur tableau de commande

ZU 0275

Auvent de protection

ZU 0276

Connecteur pour énergie auxiliaire à la place du passe-câble Harting,
type HAN 7D mâle

ZU 0271

Connecteur pour sortie courant à la place du passe-câble Harting,
type HAN 8U femelle

ZU 0272

Pour des informations actuelles sur notre gamme de capteurs et de garnitures,
voir le catalogue "Sensors, Fittings, Accessories":

à consulter sur Internet à l'adresse <http://www.knick.de> ou à commander:

Téléphone : +49 (0)30 - 801 91 - 0

Télécopie : +49 (0)30 - 801 91 - 200

e-mail : knick@knick.de

Caractéristiques techniques

Entrée O₂

Courant de mesure	-2 ... +1800 nA
Résolution (pour $U_{pol} \leq 800$ mV et $U_{ref} \leq 200$ mV)	0,05 nA
Saturation (-10 ... 80 °C)	0... 200%
Dérive ^{1,2,3)}	0,5 % d. m. + 0,5 %
Concentration (-10 ... 80 °C)	0,00 ... 20,00 mg/l 0,00 ... 20,00 ppm
Dérive ^{1,2,3)}	0,5 % d. m. + 0,05 mg/l ou 0,05 ppm
Courant Guard adm.	≤ 20 μ A
Tension de polarisation ^{*)}	0 ... 1000 mV
Facteur de compens. de température membrane ^{*)}	00,50 ... 03,00
Pression du processus ^{*)}	0,000 ... 9,999 bar (... 999,9 kPa / ... 145,0 PSI)
Correction de salinité ^{*)}	00,00 ... 45,00 g/kg

Adaptation du capteur

Modes de service^{*)}

- Saturation O₂ (automatique)
- Concentration O₂ (automatique)
- Calibrage du produit
- Calibrage du zéro

Plage de calibrage	Point zéro (Zero)	± 2 nA
Capteur type A	Pente (Slope)	25 ... 130 nA (à 25 °C, 1013 mbars)
Plage de calibrage	Point zéro (Zero)	± 2 nA
Capteur type B	Pente (Slope)	200 ... 550 nA (à 25 °C, 1013 mbars)
Minuteur de calibrage ^{*)}	0000 ... 9999 h	
Correction de pression ^{*)}	0,000 ... 9,999 bar / 999,9 kPa / 145,0 PSI	

Surveillance capteur

Sensocheck	Surveillance de court-circuit / coupure (désactivable)
Sensoface	fournit des informations sur l'état du capteur (analyse du zéro et de la pente, temps de réponse, intervalle de calibrage, Sensocheck)

Entrée température^{*)}

	NTC 22 k Ω / NTC 30 k Ω raccordement à 2 fils, ajustable
Plage de mesure	-20,0 ... +150,0 °C / -4 ... + 302 °F
Plage de compensation	10 K
Résolution	0,1 °C / 1 °F
Dérive ^{1,2,3)}	< 0,5 K (< 1 K avec >100°C)

Sortie 1

	0/4 ... 20 mA, max. 10 V, flottante (liaison galvanique avec la sortie 2)
Paramètre ^{*)}	Saturation O ₂ / concentration O ₂
Dépassement ^{*)}	22 mA pour messages d'erreur
Filtre de sortie ^{*)}	Passe bas, constante de temps 0 ... 120 s
Dérive ¹⁾	< 0,3 % du courant + 0,05 mA
Début/fin de mesure	configurable à l'intérieur de la plage de mesure
Fourchette de mesure adm.	5 ... 200 % / 0,5 ... 20 mg/l (ppm)

Sortie 2

	0/4 ... 20 mA, max. 10 V, flottante (liaison galvanique avec la sortie 1)
Paramètre	Température
Dépassement ^{*)}	22 mA avec messages d'erreur
Filtre de sortie ^{*)}	Passe bas, constante de temps 0 ... 120 s
Dérive ¹⁾	< 0,3 % du courant + 0,05 mA
Début/fin de mesure ^{*)}	-20 ... +150 °C / -4 ... +302 °F
Fourchette de mesure adm.	20 ... 170 K / 36 ... 306 °F

Caractéristiques techniques

Contact d'alarme	Contact relais, flottant
Charge admissible du contact	CA < 250 V / < 3 A / < 750 VA CC < 30 V / < 3 A / < 90 W
Caractéristique contact	N/C (type fail-safe)
Temporisation	10 s
Seuil	Sortie par contact relais
Charge admissible du contact	CA < 250 V / < 3 A / < 750 VA CC < 30 V / < 3 A / < 90 W
Caractéristique contact ^{*)}	N/C ou N/O
Temporisation ^{*)}	0000 ... 9999 s
Point de commutation ^{*)}	dans la plage de mesure sélectionnée
Hystérésis ^{*)}	000,0 ... 050,0 % / 00,00 ... 05,00 mg/l (ppm)
Fonction de rinçage	Contact relais, flottant, pour la commande d'un dispositif de rinçage simple
Charge admissible du contact	CA < 250 V / < 3 A / < 750 VA CC < 30 V / < 3 A / < 90 W
Caractéristique contact	N/C ou N/O
Intervalle de rinçage	000,0 ... 999,9 h (000,0 h = fonction de nettoyage désactivée)
Durée de rinçage	0000 ... 1999 s
Affichage	Afficheur à cristaux liquides, 7 segments avec symboles
Afficheur principal	Hauteur des caractères 17 mm, symboles de mesure 10 mm
Afficheur secondaire	Hauteur des caractères 10 mm, symboles de mesure 7 mm
Sensoface	3 indicateurs d'état (visage souriant, neutre, triste)
Affichage d'état	4 barres d'état "meas", "cal", "alarme", "config" Autres pictogrammes pour la configuration et les messages
Affichage d'alarme	LED rouge en cas d'alarme
Clavier	5 touches : [cal] [conf] [▶] [▲] [enter]

Fonctions de service

Générateur de courant	Courant spécifiable pour sorties 1 et 2 (00,00 ... 22,00 mA)
Autotest de l'appareil	Test de mémoire automatique (RAM, FLASH, EEPROM)
Test écran	Affichage de tous les segments
Last Error	Affichage de la dernière erreur survenue
Contrôle du capteur	Affichage du signal du capteur direct non corrigé

Sauvegarde des données

Paramètres et données de calibrage > 10 ans (EEPROM)

Protection contre les chocs électriques

Séparation sûre de tous les circuits basse tension par rapport au secteur par isolation double suivant EN 61010-1

Alimentation auxiliaire

24 (-15%) ... 230 V CA/CC (+10%) ; env. 5 VA, 2,5 W
CA : 45 ... 65 Hz
catégorie de surtension II, classe de protection II

Conditions nominales de service

Température ambiante	-20 ... +55 °C
Temp. transport/stockage	-20 ... +70 °C
Humidité relative	80 % à une température jusqu'à 55 °C, altitude maximale d'opération 2000 m
Alimentation auxiliaire	24 (-15%) ... 230 V CA/CC (+10%)
Fréquence avec CA	45 ... 65 Hz

CEM

EN 61326-1, EN 61326-2-3

Emissions de perturbations	Classe B (zone résidentielle) Classe A pour réseau > 60 V CC
----------------------------	---

Immunité aux perturbations	Industrie
----------------------------	-----------

Protection contre les explosions

FM :	NI Class I Div 2 Group A, B, C & D, T4 Ta = 55 °C; Type 2 NI Class I Zone 2 Group IIC, T4 Ta = 55°C; Type 2
CSA :	Class I Div 2 Groups A, B, C and D, T4 Ex nA IIC T4

Caractéristiques techniques

Boîtier	Matière plastique PBT (polybutylène téréphtalate)
Couleur	Gris bleu RAL 7031
Montage	<ul style="list-style-type: none">• Montage mural• Fixation sur mât : Ø 40 ... 60 mm, □ 30 ... 45 mm• Montage sur tableau, découpe suivant DIN 43 700 étanche par rapport au tableau
Dimensions	H 144 mm, L 144 mm, P 105 mm
Protection	IP 65/NEMA 4X
Passages de câbles	3 ouvertures pour passe-câbles M20x1,5 2 ouvertures pour NPT 1/2" ou Rigid Metallic Conduit
Poids	env. 1 kg

*) programmable

1) suivant IEC 746 partie 1, dans les conditions de service nominales

2) ± 1 digit

3) plus erreur du capteur

Homologies – Canada

Avertissements et remarques pour la sécurité de fonctionnement

Avertissement !

Ne débrancher l'appareil de l'alimentation qu'après avoir coupé le courant:

Attention !

Utiliser pour le nettoyage uniquement un chiffon antistatique humide.

Attention !

Le remplacement de composants peut nuire à l'adéquation pour le fonctionnement en atmosphère explosible.

- Protéger l'appareil des contraintes mécaniques et des rayons ultraviolets (UV).
- N'utiliser pour le nettoyage qu'un chiffon antistatique humide de manière à prévenir les charges électriques possibles. Pour l'utilisation et l'entretien de l'appareil, veiller aux vêtements conducteurs, aux chaussures conductrices et aux dispositifs de mise à la terre pour la protection contre les charges statiques.
- Les contacts internes de terre doivent être mis à la terre lors de l'installation électrique. Les conduites doivent être reliées électriquement entre elles lors de l'installation et toutes les pièces métalliques apparentes qui ne véhiculent pas de courant doivent être reliées et mises à la terre.
- L'installation en atmosphère explosible Class I, Division 2 ou Class I, Zone 2 doit être effectuée conformément aux procédures de raccordement pour la Division 2 d'après le Canadian Electrical Code (CEC Part 1), paragraphe 18.
- L'appareil doit pouvoir être mis hors tension à l'aide d'un commutateur distinctement marqué ou d'un disjoncteur dans l'enceinte du bâtiment (à proximité immédiate de l'appareil).
- Le boîtier de type 2 est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Les variations de tension du secteur ne doivent pas excéder -15/+10 % de la tension d'alimentation nominale.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles mentionnées dans cette notice.

Attention !


Les câbles d'alimentation doivent résister à une température de 30° C au-dessus de la température ambiante et être calibrés pour 250 V minimum.

Attention !

Les câbles de signaux doivent être calibrés pour 250 V minimum.


OBSERVEZ LES INDICATIONS DU CONTROL DRAWING !

CSA Control Drawing



Stratos Eco 2405	pH	one pH/ORP input
Stratos Eco 2405	Oxy	one DO input
Stratos Eco 2405	Cond	one Conductivity input for 2-/4-electrode sensors
Stratos Eco 2405	CondI	one Conductivity input for electrodeless conductivity sensors

- | | |
|----|--|
| 20 | Power supply circuit
(Terminals KL 19, 20)
20 to 253 V AC/DC, approx. 5 VA |
| 19 | |
| 18 | |
| 17 | Switching circuits
Clean (Terminals KL 17, 18)
ALARM (Terminals KL 15, 16)
maximum values:
AC: $< 253 \text{ V} / < 3 \text{ A} / < 750 \text{ VA}$ / resistive load
DC: $< 30 \text{ V} / < 3 \text{ A} / < 90 \text{ W}$ / resistive load |
| 16 | |
| 15 | |
| 14 | Terminal KL 14
Do not connect |
| 13 | Switching circuit
REL 1 (Terminals KL 12, 13)
maximum values:
AC: $< 253 \text{ V} / < 3 \text{ A} / < 750 \text{ VA}$ / resistive load
DC: $< 30 \text{ V} / < 3 \text{ A} / < 90 \text{ W}$ / resistive load |
| 12 | |
| 11 | Output circuits
OUT 1 and OUT 2 (Terminals KL 9, 10 and 11, 10) |
| 10 | maximum values:
$V_{oc} = 10 \text{ V}$ $C_B = 10 \text{ }\mu\text{F}$
$I_{sc} = 22 \text{ mA}$ $L_B = 100 \text{ mH}$
$P_A = 220 \text{ mW}$ |
| 9 | |



Crouse-Hinds Div. Cooper Industries, Inc.
 FILE 28219 Class II, Groups E, F, G
 HUB BASIC SCRU-TITE: ST-1, STA-1
 GROUND HUB: SSTG-1, STG-1, STAG-1
 GROUND NUT: STGN-1, STAGN-1
 FILE 13046 Class I, Zone 1, Ex e II; IP 66
 GROUND HUB BASIC SCRU-TITE: STGK-1, SSTGK-1

Appleton
 FILE 208042 Class II, Groups E, F, G
 HUBG-50D, HUBL-50D

Thomas & Betts Corporation
 FILE 23086 Class I, Div 2
 Hub: 370AL, 370
 Grounding Bushing: 3870

Division 2 Wiring Methods:
The connections of the transmitter are incandive and must be installed in accordance with the Canadian Electrical Code Part I Section 18-Hazardous Locations

Verteiler: FUL (2x)		Zul. Abweichungen für Maße ohne Toleranzangabe ISO 2768 - m		Oberfläche		Maltab Halbzeug		Blatt 1	
				Datum	Name	Benennung			
				Bearb.	09.04.08	dam	control drawing CSA		
				Gepr. (KON)	2.9.09	dam	Stratos Eco 2405		
				Freigabe(FGL)	2.9.09	dam	Zeichnungsnummer		
				Schutzmerk nach ISO 1606 beachten			194.130-330		
1	Terminal 17/18	01.09.09	dam						
Nr.	AE	Datum	Bearbeiter	FGL	KON	Unültig ab:		Ersetzt durch:	

Index

A

Accessoires 81
Afficheur 21
Alarme 25
Autotest de l'appareil 23
Avertissements CSA 88

C

Câblage 17
Câblage de protection 18
Calibrage 58

- Affichage des données de calibrage actuelles 70
- Calibrage du produit 66
- Calibrage du zéro 64
- Calibrage en fonction de la concentration (Conc) 62
- Calibrage en fonction de l'indice de saturation (SAT) 60
- Compensation de la sonde de température 69
- Messages d'erreur 74

Caractéristiques techniques 82
Clavier 22
Codes d'accès 96
Compensation de la sonde de température 69
Compensation de température de la membrane 45
Configuration 26
Configuration alarmes 48

- Sensocheck 49

Configuration correction 44
Configuration fonction seuil 50, 52
Configuration mode Calibrage 46
Configuration sortie 1

- Constante de temps du filtre de sortie 34
- Courant de sortie avec Error et HOLD 36
- Paramètre 30
- Plage de courant de sortie 32
- Type de capteur 30

Configuration sortie 2

- Constante de temps du filtre de sortie 40
- Courant de sortie 38
- Température 38

Consignes de sécurité 5, 90
Constante de temps du filtre de sortie 35, 41

Contact d'alarme 49, 83
Contact relais "Clean" 52
Correction de pression 45
Correction de salinité 45
Correspondance des bornes 14
CSA Control Drawing 90

D

Début, fin du courant 33, 39
Diagnostic 70
Dispositif de rinçage 53
Division 2 wiring 15
Documentation 8

E

Elimination et récupération 2
Err 26, 58
Erreurs 72
Erreur de température 42
Etape de configuration 28
Etat Hold 24
 Signal de sortie avec HOLD 37, 43
Etats de fonctionnement 75
Exemple de câblage 17

F

Fonctions de diagnostic 70
 Affichage des courants de sortie 70
 Affichage des données de calibrage actuelles 70
 Affichage du dernier message d'erreur 70
 Spécification du courant de sortie 71
Fonctions de sécurité 23
Fournitures 10

G

Gamme de produits et accessoires 81
Garantie 2

H

Homologations 88
Hystérésis 51

I

Installation 14
Interface utilisateur 20
Intervalle de rinçage 53

M

Messages d'erreur 72
 Affichage du dernier message d'erreur 70
Mesure 69
Mesure de la température, configuration 39
Minuteur de calibrage 47
Montage 10
Montage sur mât 12
Montage sur tableau de commande 12

P

Paramètres 54
 Réglages personnels 56
Protection contre les explosions 85

R

Raccordement 17
Réglages par défaut des paramètres 54
Relais 50, 52
Rinçage 52

S

Schéma de montage 11
Sensocheck 23, 79
 Configuration 48
Sensoface 23, 77, 79
Sondes de rinçage 52

T

Tension de polarisation 45

U

Utilisation conforme 7

V

Vue d'ensemble 9

Codes d'accès

Calibrage

Touche + code d'accès	Point de menu	Page
cal + 0000	CAL-Info (affichage du zéro, pente)	70
cal + 1001	Calibrage du zéro	64
cal + 1100	Calibrage (eau / air)	60
cal + 1105	Calibrage du produit	66
cal + 1015	Compensation de la sonde de température	69

Configuration

Touche + code d'accès	Point de menu	Page
conf + 0000	Error-Info (affichage dernière erreur, suppression)	70
conf + 1200	Configuration	26
conf + 2222	Contrôle capteur(courant du capteur)	70
conf + 5555	Générateur de courant 1 (spécif. courant sortie)	71
conf + 5556	Générateur de courant 2 (spécif. courant sortie)	71
conf + ► + 4321	Réglage usine	54